

Mod.2055 Colgador escobas adhesivo



Referencia: 2055-2-
EAN-13: 8414419008267
Marca: Inofix

Color: blanco



Descripción general

Descripción

Colgador adhesivo para escobas .

Propiedades

Pinza de acero templado con abrazadera antideslizante.
Apto para utensilios de limpieza con mango de Ø20-26 mm.
Fijación adhesiva y opcional con tornillo Ø5 mm (no incluido).
Peso máximo soportado: 0,5 Kg.

Aplicaciones

Ideal para la ordenación de los utensilios de limpieza como escobas, fregonas, etc.

Instalación

Fijación adhesiva

Aplicar en superficies lisas y limpias de polvo y grasa. La fijación en superficies porosas o sobre recubrimientos LSE puede reducir el rendimiento del adhesivo.

Limpie con alcohol la superficie donde quiere colocar el producto.

Retire el papel protector del adhesivo. Fije y presione el colgador sobre la superficie.

Fijación con tornillos

Utilizando los orificios de la base del colgador a modo de plantilla, marque con un lápiz la posición deseada sobre la superficie.

Use una broca de 5 mm para hacer los agujeros, coloque los tacos y fije el colgador utilizando un par de tornillos.

Consejos y Trucos

Es recomendable esperar 24 horas antes del uso para que el adhesivo tenga el máximo rendimiento. Para cargas superiores a 500g o instalación sobre superficies irregulares se recomienda fijarlo con tornillos.

Características

Color	blanco
Tipo Fijación	Fijación adhesiva (opcional con tornillos no incluidos)

Acabados

Color	blanco
-------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	5.2
---------------------	-----

Ancho artículo (cm)	4.2
---------------------	-----

Alto artículo (cm)	3.4
--------------------	-----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	2.00
-----------------------	------

Producto empaquetado: largo (cm)	8,50
----------------------------------	------

Producto empaquetado: ancho (cm)	4,40
----------------------------------	------

Producto empaquetado: alto (cm)	17,00
---------------------------------	-------

Presentación	blister
--------------	---------