



Porta flexómetro MEDID en piel

Referencia: 9998
 EAN-13: 8421411023082
 Marca: MEDID

Medida (en mm): 190x140

- Durabilidad: Al estar hecho de piel, resiste mejor al desgaste diario en comparación con otros materiales.
- Facilidad de acceso: Permite llevar la cinta métrica de manera cómoda y accesible, aumentando la eficiencia en el trabajo.
- Comodidad: Reduce la carga en los bolsillos y evita la incomodidad de llevar herramientas sueltas.
- Profesionalismo: Mejora la imagen profesional al tener las herramientas organizadas y listas para usar.

Descripción general

El porta flexómetro en piel para cinturón es un accesorio práctico y elegante diseñado para profesionales que utilizan con frecuencia cintas métricas en su trabajo, como constructores, carpinteros o diseñadores.

Fabricado en piel de alta calidad, este porta flexómetro combina durabilidad con un estilo sofisticado.

Se adapta fácilmente a la mayoría de los cinturones, proporcionando un acceso rápido y sencillo al flexómetro.

La piel, con su resistencia natural al desgaste, protege la cinta métrica de los elementos externos, alargando su vida útil.

Además, su diseño ergonómico asegura que el flexómetro se mantenga firmemente en su lugar, pero sin dificultar su extracción cuando sea necesario.

Cartuchera de piel porta-flexómetros.

Porta-herramienta en piel.

Práctico, y cómodo accesorio para tener las herramientas siempre localizadas y protegidas de golpes.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que el porta flexómetro se ajuste bien a tu cinturón para evitar que se deslice o caiga.

Coloca el flexómetro en el porta flexómetro de manera que la cinta se pueda sacar y enrollar fácilmente.

Utiliza este accesorio principalmente en trabajos que requieran medición frecuente para maximizar su utilidad.

Al seleccionar un flexómetro para este porta, considera el tamaño y peso para asegurar un buen ajuste.

Lleva siempre el porta flexómetro en un lugar accesible, pero que no obstruya tu movimiento.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia regularmente la piel con un paño suave y, si es necesario, utiliza un limpiador especial para piel.

Evita exponer el porta flexómetro a la humedad extrema o al calor directo para prevenir daños en la piel.

Aplica un acondicionador de piel periódicamente para mantener la flexibilidad y prevenir grietas.

Características

Medida (en mm)	190x140
Sujeción	Con Banda

Acabados

Material	Piel
----------	------

Certificaciones

Garantía	3 Años
----------	--------

Dimensiones

Largo artículo (cm)	13.7
---------------------	------

Ancho artículo (cm)	5.5
---------------------	-----

Alto artículo (cm)	19
--------------------	----

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------